

EMSCULPT[®] neo

no. **1**

en Remodelage
Corporel

MOINS

Gras

Muscles

PLUS

Du jamais vu!

EMSCULPT NEO est considéré comme une véritable percée dans le domaine du remodelage corporel non invasif. Cette procédure révolutionnaire fournit simultanément de la chaleur et de l'énergie magnétique, ce qui entraîne **une réduction plus importante du gras et une meilleure croissance musculaire** par rapport à n'importe quel autre produit de référence dans l'industrie.

PLUS MOINS pour



+25 %
Muscle
en moyenne* **PLUS**

-30 %
Gras
en moyenne* **MOINS**

**TRAITEMENT COMBINÉ
DE 30 MINUTES**

Les données indiquées représentent les résultats moyens de 3 études cliniques* réalisées sur EMSculpt NEO*. Les résultats et l'expérience des patients peuvent varier.

AVANT



APRÈS EMSculpt®




1 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : BTL AESTHETICS

AVANT



APRÈS EMSculpt®



3 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : DAVID KENT, M.D.

AVANT



APRÈS EMSculpt®



3 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : BRUCE E. KATZ, MD

AVANT




APRÈS EMSculpt®



1 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : DAVID KENT, MD

Comment ça fonctionne?


EMSCULPT NEO est la première et la seule technologie au monde qui utilise la **radiofréquence** et **HIFEM+** (ondes électromagnétiques focalisées de haute intensité) pour **éliminer le gras et renforcer les muscles de manière non invasive**



RF

HIFEM+

MOINS -30 %
Gras
en moyenne*



+25 % PLUS
Muscle
en moyenne*

Les résultats et l'expérience des patients peuvent varier.

Les données indiquées représentent les résultats moyens de 3 études cliniques* réalisées sur EMSculpt Neo*.

Dégradation des graisses

En moins de 4 minutes, la température du gras atteint des niveaux qui entraînent la **destruction permanente** des cellules graisseuses.

Échauffement des muscles

La température des muscles augmente de plusieurs degrés, comme sous l'effet d'un échauffement avant une séance d'entraînement.

Contraction supramaximale

Les muscles dans la zone traitée se contractent à des intensités qui sont impossibles à reproduire lors de séances d'exercice normales.

Après le traitement

Les cellules graisseuses sont progressivement éliminées et les tissus traités génèrent de nouvelles fibres musculaires. **Résultat : une élimination du gras et davantage de muscles.**

Plus d'applicateurs et de parties du corps

Les traitements personnalisés Emsculpt NEO vous aident à **éliminer la graisse** et à **renforcer les muscles** dans différentes parties du corps.



Abdomen

Fesses

Intérieur des cuisses

Extérieur des cuisses

Avant des cuisses

Derrière des cuisses

Biceps

Triceps

Mollets



Aucune anesthésie
ou convalescence

Deux thérapies en un
seul traitement



2 for 1

Plus de muscle
Moins de gras

EMSCULPT
neo®



Plus de définition
Moins de temps investi

no. 1 en Remodelage
Corporel

AVANT




APRÈS EMSculpt®



1 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : DAVID KENT, MD

AVANT



APRÈS EMSculpt®



3 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : JULENE SAMUELS, M.D.

AVANT




APRÈS EMSculpt®



6 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : DAVID KENT, MD

AVANT



APRÈS EMSculpt®



6 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : JULENE SAMUELS, MD

AVANT




APRÈS EMSculpt®




3 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : BTL AESTHETICS

AVANT



APRÈS EMSculpt®



1 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : BRUCE E. KATZ, M.D.

AVANT




APRÈS EMSculpt®




1 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : DAVID KENT, MD

AVANT



APRÈS EMSculpt®



6 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : JULENE SAMUELS, M.D.

Plus de muscle
Moins de gras


EMSCULPT
neo®




Plus de définition
Moins de temps investi

no. 1 en Remodelage
Corporel

AVANT




APRÈS EMSCULPT®




IMMÉDIATEMENT APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : KLAUS HOFFMANN, M.D.

AVANT



APRÈS EMSCULPT®



1 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : DIANE DUNCAN, M.D.

AVANT




APRÈS EMSCULPT®




1 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : BTL AESTHETICS

AVANT




APRÈS EMSCULPT®




IMMÉDIATEMENT APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : DIANE DUNCAN, M.D.

AVANT



APRÈS EMSCULPT®



IMMÉDIATEMENT APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : MELANIE PALM, M.D.

AVANT



APRÈS EMSCULPT®



4 SEMAINES APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : RAMINDER SALUJA, M.D.

AVANT



APRÈS EMSCULPT®



1 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : Yael HALAAS, M.D.

AVANT



APRÈS EMSCULPT®



4 SEMAINES APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : RAMINDER SALUJA, M.D.



Après l'âge de **30 ans**, on perd environ **3 à 5 % de sa masse musculaire** par décennie*.

La **faiblesse des muscles** et le manque d'exercice entraînent des problèmes de **force, d'équilibre, de posture et d'inconfort**.

- 1 66% des femmes souffrant de **séparation abdominale** éprouvent des **troubles du plancher pelvien***.
- 2 Toutes les **11 secondes**, une personne d'âge mature se retrouve **aux urgences** pour avoir perdu l'équilibre et être tombée*.

La thérapie Core to floor utilise **deux procédures par HIFEM** pour **renforcer, raffermir et tonifier les muscles de l'abdomen et du plancher pelvien**.

Il en résulte une **augmentation de la croissance musculaire et une restauration du contrôle neuromusculaire**, ce qui peut améliorer la force, l'équilibre et la posture et réduire l'incontinence, ainsi que soulager potentiellement les **maux de dos**.

Exercice pour l'ensemble du corps

25%

Augmentation moyenne de la masse musculaire*

94%

Satisfaction moyenne des patients*

« J'ai été agréablement surprise de constater à quel point je me sentais plus forte avec la thérapie Core to Floor, et mon incontinence s'est également améliorée. »

Jenny, Dallas (Texas)

TAUT & TONED

EMSCULPT[®] NEO
EMTONE[®]

Tonifiez votre corps et dites adieu à la cellulite!

La thérapie TAUT AND TONED est la **combinaison unique des traitements** EMSculpt Neo et EMTone[®] **focalisant l'élimination des graisses et l'amélioration du tonus musculaire et de l'apparence de la cellulite.**

- **90% des femmes** ont de la cellulite*
- **La cellulite** est un problème multifactoriel
- **61% des femmes** veulent y remédier*



**Rapide
1 heure**



**S'attaque à
6 facteurs majeurs**



**Traitement non invasif
Pas de temps d'arrêt**



1

EMSCULPTEZ AVEC NEO



2

TONIFIEZ AVEC EMTONE



3

Répétez 4x

TAUT & TONED

EMSCULPT
EMTONE

« Un pantalon de yoga, ça ne pardonne pas. J'avais vraiment l'impression qu'il fallait être très audacieux pour porter ce pantalon, car on voit le moindre détail. Après la procédure Taut and Toned, adieu mes pantalons épais de style combinaison de plongée! »

Angel, Burbank (Californie)

La procédure **TAUT AND TONED** combine les **HIFEM**, la **radiofréquence** et l'énergie de **pression ciblée** (3 technologies) pour :

- Éliminer le gras
- Renforcer et tonifier les muscles
- Lisser la peau
- Stimuler les fibres de collagène et d'élastine
- Augmenter la circulation sanguine

25%

Augmentation
moyenne de la masse
musculaire*

30%


Réduction moyenne
de la masse
grasseuse*

93%

Visibilité moyenne
de la réduction de cellulite*

Les résultats de **TAUT AND TONED** sont une **réduction de la graisse**, une **peau plus lisse**, un **physique plus tonifié** et une **confiance renouvelée** en son apparence.

AVANT



2 SEMAINES APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : BAY AREA COSMETIC DERMATOLOGY

APRÈS **EMSCULPT & EMTONE**




AVANT



IMMÉDIATEMENT APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : DIANE DUNCAN, M.D.

APRÈS **EMSCULPT & EMTONE**



AVANT



6 SEMAINES APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : DIANE DUNCAN, M.D.

APRÈS **EMSCULPT & EMTONE**



AVANT



3 MOIS APRÈS LE DERNIER TRAITEMENT. CRÉDIT PHOTO : DIANE DUNCAN, M.D.

APRÈS **EMSCULPT & EMTONE**



**Prouvé
scientifiquement**

7*

**nouvelles
études
cliniques**

Toutes les dernières études cliniques ont démontré qu'EMSCULPT NEO éliminait les graisses et favorisait la construction de la masse musculaire de façon constante.

30*

**Publications
scientifiques**

Depuis 2018, plus de 30 publications scientifiques sur la technologie HIFEM ont été publiées, ce qui en fait la technologie de remodelage corporel non invasif la plus intensivement étudiée.

**EMSCULPT
neo***

Foire aux questions

Pourquoi Emsculpt NEO est-il le numéro un du remodelage du corps?

EMSCULPT NEO est la première procédure à permettre simultanément l'élimination des graisses et le renforcement musculaire en une séance combinée de 30 minutes.

Suis-je un bon candidat?

Tous les gens peuvent bénéficier de plus de muscle et moins de gras. Demandez à votre prestataire si le traitement vous convient.

Combien de temps dure le traitement?

Il est recommandé d'effectuer quatre séances de 30 minutes une fois par semaine. Votre prestataire vous aidera à créer un plan de traitement adapté à vos objectifs spécifiques.

Y a-t-il un temps d'arrêt? Y a-t-il une préparation prétraitement ou une procédure post-traitement?

EMSCULPT NEO est une procédure non invasive qui ne nécessite aucun temps de récupération ni aucune préparation avant le traitement.

Quelle sensation le traitement procure-t-il?

La procédure EMSCULPT NEO fait l'effet d'une séance d'entraînement intense, et vous ressentirez une sensation de chaleur dans la zone traitée. Vous pouvez vous allonger et vous détendre pendant le traitement.

Est-ce que ça fonctionne vraiment?

OUI! Les sept dernières études cliniques ont démontré qu'EMSCULPT NEO éliminait les cellules graisseuses et favorisait la construction de la masse musculaire de façon constante. En outre, depuis son lancement en 2018, 30 publications scientifiques sur la technologie HIFEM ont été publiées, ce qui en fait la technologie de remodelage corporel la plus intensivement étudiée.

En combien de temps verrai-je des résultats?

Vous commencerez à ressentir des résultats tangibles dès la fin des traitements. Les résultats positifs sont généralement signalés deux à quatre semaines après la dernière séance et continuent de s'améliorer pendant plusieurs semaines après le traitement.

EMSCULPT[®] neo[®]



Renseignez-vous auprès
de votre prestataire dès
aujourd'hui!



EMSCULPTNEO.COM
#EMSCULPT



Les résultats et l'expérience des patients peuvent varier. Comme pour toute intervention médicale, demandez à votre médecin si la procédure EMSCULPT NEO[®] vous convient. ©2021 BTL Group of Companies. Tous droits réservés. BTL[®], EMSCULPT NEO[®] et EMSCULPT[®] sont des marques déposées aux États-Unis, dans l'Union européenne ou dans d'autres pays. Les produits, les méthodes de fabrication ou l'utilisation peuvent faire l'objet d'un ou de plusieurs brevets américains ou étrangers ou de demandes en cours. Les marques EMSCULPT[®], EMSCULPT NEO[®], EMSELLA[®], EMTONE[®], EMBODY[®] et HIFEM[®] font partie de la famille de produits EM[™]. *Données au dossier

899-75EMCNFMAFRCA100; Emsculpt_Neo_BR_FMA_FRCA100